

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från CHESS

Senaste ändring: 2003-05-27

Internt nr:

Ersätter datum:

DCA 2000 Hemoglobin A1c Reagents Kit

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

☐	Godkänt för användning	☐
☐	Godkänt för labbanvändning	☐
☐	Godkänd av Bayer Sverige AB	☐

HANDELSNAMN	DCA 2000 Hemoglobin A1c Reagents Kit
GRUPPNAMN	DS
ANVÄNDN.OMR.	Reagens-kassett för in vitro diagnostik
ART.nr:	DS5035B

LEVERANTÖR	Bayer AB
Adress	Box 5237
Postnr/Ort	402 24 Göteborg
Land	S
Telefon	031 - 83 98 00
Fax	031 - 40 88 29

2. SAMMANSÄTTNING ÄMNENAS KLASSIFICERING

Nr	Ämnesnamn	EU-nr	CAS-nr	Konc.(vikt-%)		Märkning
1	DCA 2000-kassetten innehåller mycket små mängder :		-			
2	Lithium Thiocyanate (endast buffertlösning- 600 ul)		536-65-0	5,7		
Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt. Y i R-listakolumnen anger att ingrediensen finns på en restriktionslista, N i R-listakolumnen anger att ingrediensen inte finns på en restriktionslista.						

3. FARLIGA EGENSKAPER

GENERELLT

ICKE HÄLSOFARLIG ENLIGT SVENSK LAGSTIFTNING.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Visa detta varuinformationsblad för jourhavande läkare.

HUDKONTAKT

Tvätta huden med vatten.

Kontakta läkare vid irritation.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj rikligt och länge med vatten.

Kontakta läkare vid irritation av ögonen.

SÄKERHETSDATABLAD

SDB från CHESS

Senaste ändring: 2003-05-27

Internt nr:

Ersätter datum:

DCA 2000 Hemoglobin A1c Reagents Kit

FÖRTÄRING

Drick genast ett par glas vatten eller mjölk/grädde.

Kontakta läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

SLÄCKMEDEL

Som för omgivande brand.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Använd andningsskydd med separat lufttillförsel vid brandbekämpning.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Samla upp och placera i avfallsbehållare.

Samla upp utspild vätska med absorberande material och placera i avfallsbehållare.

7. HANTERING OCH LAGRING

SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER

Undvik kontakt med reagensen i kassetten.

Tvätta noggrant efter hantering.

LAGRING

Förvaras enligt etiketten på förpackningen.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Normal rumsventilation.

ÖGONSKYDD

Använd skyddsglasögon.

HANDSKYDD

Använd skyddshandskar av latex eller plast.

HUDSKYDD

Inga särskilda åtgärder erfordras.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form:	Test kassett av plast som innehåller spårämnen av reagens och klar buffertösning (600 ul).		
Färg:			
Lukt:			
Löslighet:			
Smält-/steln.punkt:	Densitet:		
Explosionsgr., %-%:	Löslighet i vatten:	Kemikalierna är lösliga.	
Ångtryck:	Mättningskonc.:		
Sönderdelningstemp.:	Rel.dens.mättad luft(l=1):		

SÄKERHETSDATABLAD

SDB från CHESS

Senaste ändring: 2003-05-27

Internt nr:

Ersätter datum:

DCA 2000 Hemoglobin A1c Reagents Kit

pH-lösning:	Kokpunkt:
Flampunkt:	pH-koncentrat: 9,0 (buffert)
Molekylvikt:	Viskositet:
Tändtemperatur:	Luktgr. lå-hö:
Rel.ångdensitet (luft=1):	Rel.avdunst.hastighet:
Luftreaktiv:	Vattenreaktiv:

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil vid normala hanterings- och lagringsförhållanden.

REAGERAR MED

Reagerar med syror under bildning av mycket giftiga cyanidföreningar (HCN).

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut oraltox.	LD50, mus	210 mg/kg (Lithium Thiocyanate)
Akut derm.tox.		
Akut inh.tox		

GENERELLT

Produkten innehåller mikrogram av några farliga komponenter. Då dessa är inneslutna i testkassetten är en exponering osannolik och den totala mängden kemikalier är otillräcklig för att kunna orsaka hälsoskador.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

INFORMATION

Ekologiska testdata föreligger ännu inte för denna produkt.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Destrueras i enlighet med myndigheternas rekommendationer och gällande lagstiftning.

Produktförpackning: HD polyetylen.

14. TRANSPORTINFORMATION

Kemikalien klassad som farligt gods:

☐ Ja

☒ Nej

☐ Ej bedömt

ANNAN INFORMATION

Ej transportklassificerad.

Förvaras åtskilt från livsmedel och tobak.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering:

EG-Etikett

☐ Ja

☒ Nej

☐ Ej bedömt

SÄKERHETSDATABLAD

SDB från CHESS

Senaste ändring: 2003-05-27

Internt nr:

Ersätter datum:

DCA 2000 Hemoglobin A1c Reagents Kit

BEKÄMPNINGSMEDELKL

INFORMATION

Denna produkt är ej märkningspliktig enligt svensk lagstiftning.

16. ÖVRIG INFORMATION

INFORMATIONSKÄLLOR:

Bayer Corporation, Diagnostics Safety Data Sheet 5035B Date Prepared: 12-7-1998

UTFÄRDAD: 2003-05-27